



## Luxet InGaAs 100 (microscope à faible luminosité)

[Télécharger  
l'information](#)

InGaAs 100 est un système d'imagerie par microscopie à faible luminosité. Il est équipé d'un système de mouvement entièrement automatique, d'une caméra InGaAs à refroidissement profond, d'un objectif de microscope avec différents grossissements et d'un mode de mesure à verrouillage de phase, qui peut être utilisé pour localiser le point de défaillance des dispositifs semi-conducteurs.

[à propos  
de nous](#)

[détails  
du  
produit](#)

[Contactez-  
nous](#)

Technologie infrarouge  
Cie., Ltd de Suzhou  
Lingguang.  
Su ICP n° 2023003870

[Retour au sommet](#)